



Walki Medical



Avalon

Suojaa, peittele
ja puhdistaa...

Terveydenhuollon ammattilaisten palveluksessa

Tilaukset/asiakaspalvelu

Puh. 020 7290230
myynti@walkimedical.fi

Hannele Vihervä

puh. 040 132 9606
hannele.viherva@walkimedical.fi

Tiia Lavikko

puh. 040 809 3085
tiia.lavikko@walkimedical.fi

Tuoteinfoa

Sanna Lapiolahti
puh. 040 182 9468
sanna.lapiolahti@walkimedical.fi

Kati Penttilä

puh. 040 849 7577
kati.penttila@walkimedical.fi

Logistiikka

Emmi Hell
puh. 040 486 9366
emmi.hell@walkimedical.fi

Avalon tuotteet suojaukseen, peittelyyn ja puhdistukseen ovat osa suurta tuoteperhettä, jota kehitämme ja kasvatamme asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Tässä esitteessä esitellään lähinnä kuitukankaasta ja kuivapaperista valmistettuja suojaus-, peittely- ja puhdistustarvikkeita.

Avalon tuotteissa korostuu tuoteturvallisuus, hygieniavaatimukset ja helppokäyttöisyys.

Avalon tuoteperheemme on laajasti tunnettu ja tunnustettu erittäin hyväksi kumppaniksi.



PESUKINNAS 16 x 23 cm

- Pehmeä ja miellyttävä iholle
- Hyvä imukyky
- Ultrasaumaus
- 50 kpl x 20 pss = 1000 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

SuperSoft Ultra

- Kuitukangas 80 g

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5133	16x23	1000	30

Super Ultra

- Kuitukangas 60 g

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5144	16x23	1000	30



Avalon

PESUKINNAS laminoitu, 16 x 23 cm



- Kuivapaperi 70 g
- Sininen laminaatti
- Kestävä
- Hyvä imukyky
- Hyvä pakkaus, helppo
- 50 kpl x 20 pss = 1000 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuoteno	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
8135	16x23	1000	36

Avalon

PESUKINNAS 16 x 22 cm



- Kuivapaperi 60 g
- Imukykyinen
- Pehmeä iholle
- 100 kpl x 10 pss = 1000 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy




TILAUSTIEDOT

Tuoteno	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5138	16x22	1000	30

Avalon

PESULAPPU 22 x 25 cm SuperSoft



- Kuitukangas 80 g
- Erittäin kestävä
- Erittäin pehmeä
- Hyvä osastopakkaus
- 75 kpl x 8 pss = 600 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5140	22x25	600	54

Avalon

PESULAPPU



- Kestävä
- Hyvä imukyky
- Valmistaja Walki Medical Oy

5139

- Kuivapaperi 80 g
- C-taitettu
- 150 kpl x 8 pss = 1200

5136

- Kuivapaperi 50 g
- Z-taitettu
- 50 kpl x 40 pss = 2000

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5139	21x25	1200	36
5136	20x30	2000	24



Avalon

RUOKALAPPU

Taskulla ja teippikiinnityksellä

- Valkoinen kreppi / sininen laminaatti
- Pitkä malli 37 x 67 cm
- Hyvä osastopakkaus, helppo avata
- Teippi tarttuu hyvin: ei jätä jälkiä vaatteisiin
- Teipistä ei jää roskaa
- Pysyy hyvin paikoillaan
- Pyöristetty kaula-aukko
- 100 kpl x 10 pss = 1000 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5377	37x67	1000	30



Avalon

RUOKALAPPU

Taskulla ja nauhakiinnityksellä

- Valkoinen kreppi / sininen laminaatti
- Pitkä malli 38 x 67 cm
- Lyhyt malli 37 x 50 cm
- Pyöristetty kaula-aukko
- Hyvä osastopakkaus, helppo avata
- 100 kpl x 10 pss = 1000 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5300F	38x67	1000	30
5365	37x50	1000	36



Avalon

RUOKALAPPU

Avalon Super3

Taskulla ja nauhakiinnityksellä

- Kolminkertainen: kreppi-PE-kalvo-kreppi
- Pitkä malli 38 x 67 cm
- Pyörästetty kaula-aukko
- 100 kpl x 10 pss = 1000 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5363	38x67	1000	54



Avalon

RUOKALAPPU

Taskulla ja nauhakiinnityksellä

- Valkoinen kreppi / sininen laminaatti
- Pitkä malli 37 x 66 cm
- 125 kpl x 4 pss = 500 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5366	37x66	500	54



Avalon

POIKKILAKANA

- Valkoinen kreppi 22 g
- Sininen laminaatti
- Kestävä
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/iava
5156	80x140	100	84



Avalon

POIKKILAKANA

- Valkoinen kreppi 35 g
- Kirkas laminaatti
- Lankavahvistettu, siniset langat
- Kosteussulku
- Kestävä
- Useinta kokoja
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/iava
8155	80x140	100	60
4180	80x180	100	52
58250	80x250	100	52



Avalon

POIKKILAKANA SuperSoft

- Kuivapaperi 60 g
- Sininen laminaatti
- Reunasulut
- Erittäin imukykyinen
- Kestävä
- Kaksi kokoa
- Valmistaja
Walki Medical Oy




TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5157	80x140	50	54
5158	80x180	50	52

Avalon

LAKANA

- Valkoinen kreppi
- Kirkas laminaatti
- Erikoiskoot
- Kaksi kokoa
- Kestävä
- Valmistaja
Walki Medical Oy




TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5055	55x220	100	30
5090	90x125	100	30

Avalon

SUOJALIINA SuperSoft

laminoitu 40 x 40 cm ja 40 x 50 cm



- Kuivapaperi 60 g
- Sininen laminaatti
- Imukykyinen
- Kestävä
- Kaksi kokoa
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5450	40x40	300	30
55040	40x50	500	36

Avalon

SUOJALIINA Super3

40 x 40 cm



- 3-kertainen
- Kreppi/laminaatti/kreppi
- Kestävä
- 75 kpl x 6 pss = 450 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy


TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5443	40x40	450	30

Avalon

SUOJALIINA

laminoitu 40 x 40 cm



- Valkoinen kreppi 29 g
- Sininen laminaatti
- 100 kpl x 8 pss = 800 kpl
250 kpl x 8 pss = 2000 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5441	40x40	800	30
5442	40x40	2000	48

Avalon

SUOJALIINA

laminoitu 40 x 50 cm



- Valkoinen kreppi 22 g
- Kirkas laminaatti
- Viikattu suoraan laatikkoon
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5454	40x50	1000	36

Avalon

SUOJALIINA Box

47 x 47 cm



- 1-kertainen kreppi 30 g
- Luonnonvalkoinen
- Laatikko helppo avata, päällä perforointi
- Valmistaja Walki Medical Oy


TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5780	47x47	1000	58

Avalon

INSTRUMENTTILIINA SuperSoft

- Sopii myös suoja-alustaksi
- Kuivapaperi 60 g
- Sininen laminaatti
- Imukykyinen
- Kestävä
- Laatikossa 50 x 80 cm viikattu
- Rullassa 50 cm välein perforointi
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
55080	50x80	100	54
Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/rll	Rll/lava
58300	50x80	160	24



Avalon

PAARILAKANA 70 x 200 cm

- Kuitukangas 30 g
- Valkoinen
- Kestävä
- Pölyämätön
- **Antistaattinen**, ei sähköisty
- 10 kpl x 10 pss = 100 kpl
- Valmistaja
Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuoteno	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5210	70x200	100	36



Avalon

LAKANA 140 x 240 cm

- Kuitukangas 30 g
- Valkoinen
- Kestävä
- Pölyämätön
- **Antistaattinen**, ei sähköisty
- 5 kpl x 10 pss = 50 kpl
- Valmistaja
Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuoteno	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5220	140x200	50	30



Avalon

TYINYLIINA 50 x 70 cm

- Kuitukangas 30 g
- Kestävä
- 10 kpl x 50 pss = 500 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
523010	50x70	500	8
523020	50x70 + 10 cm läppä	500	8



Avalon

APUTYINY

33 x 43 cm ja 50 x 70 cm

- Vanutäyte
- Valkoinen kuitukangas
- Pehmeä
- **Vakuumpakattu**, 1 kpl/pakkaus
- Logistisesti vähän tilaa vievä
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenumro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
2360	43x33	60	6
50702	50x70	24	6

Avalon

ENSIAPUPEITE

145 x 190 cm

- 5-kerroksinen; ulkokerrokset kuitukangasta, sisällä kolme kreppi-kerrosta
- 190 g
- Antistaattinen
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
145190	145x190	1x40	20

Avalon

KOLMIOLIINA 96 x 96 x 140 cm

- Kuitukangas 30 g
- Kestävä
- Hyvin pakattu
- Valmistuttaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/pss	Pss/ltk
54430	96x96x140	10	50

Avalon

NOSTOLAKANA 150 x 245 cm

- Erittäin kestävä
- Vetolujuus 300 N/50 mm
- Murtovenymä 20 %
- Kreppi 40 g/m²
- Polyeteeni 40 g/m²
- HDPE kudus 60 g/m²
- Yhteispaino 140 g/m²
- Valmistaja
Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/Itk	Ltk/lava
5118	150x245	40	25

Avalon

NOSTOLAKANA 150 x 240 cm

- 90 g kuitukangas
- Kestävä
- Repäisylujuus pituus ja poikkisuuntaan hyvä
- Murtovenymä pituus ja poikkisuuntaan hyvä
- Valmistaja
Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/Itk	Ltk/lava
5119	150x240	20	24

Avalon

SELLUVANU 10 kg

- 100 % valkoinen selluvanu
- Erittäin pehmeä
- Pölyämätön
- Imukykyinen
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/Itk	Ltk/lava
6610	10x15	10	24
6615	15x20	10	24
6620	20x30	10	24
6640	40x60	10	24



Avalon

PYYHE SuperSoft

- Kaikkeen pyyhintään ja siivoukseen
- Kuivapaperi 60 g
- Erittäin imukykyinen
- Nukkaamaton
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kg/Itk	Pakk/lava
54060	40x60	5	18
52030	20x30	5	30

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/Itk	Pakk/Itk
5137	40x40	600	30

Avalon

PYYHE 30 x 35 cm

Bastos Viegas



- 70 % viskoosia, 30 % polyesteria
- Nukkaamaton, pehmeä
- Imukykyinen
- Monikäyttöinen
- Tehdaspuhdas
- Helppo ottaa pahvipakkauksesta
- Valmistaja Bastos Viegas, Portugali

TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/rs	Rs/ltk
4561-300	30x35	100	8

VASTASYNTYNEEN PEITTO 90 x 80 cm

Bastos Viegas



- 67 % viskoosia, 33 % polyesteriä
- Hypoallerginen
- Tehdaspuhdas
- Erittäin pehmeä
- Valmistaja Bastos Viegas, Portugali

TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/rs	Rs/ltk
454-300	90x80	25	4

PUHDISTUSPYYHE steriili, 35 x 36 cm

Bastos Viegas



- Yksittäin pakattu, steriili
- Kuitukangas, polyesteri-viskoosi 45 g/m²
- Nukkaamaton, imukykyinen
- 300 kpl/rasia, 6 rasiaa/ltk=1800 kpl
- Valmistaja Bastos Viegas, Portugali

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/rs	Rs/ltk
4561-500	35x36	300	6

Katrin Classic Dental HAMMASLÄÄKÄRILIINA

39 x 39 cm



- 1-kertainen kreppi
- Vihreä
- Pahvipakkaus toimii myös kätevästi annostelijana
- Valmistaja Metsä Tissue Oyj

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
457606	39x39	1000	48

IHONPUHDISTUSLAPPU

irralinen, 4 x 5 cm

- Kuivapaperi 120 g
- Hyvä imukyky
- Valmistuttaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Kpl/rs	Rs/ltk	Ltk/lava
5510	400	18	45



Avalon

IHONPUHDISTUSLAPPU

rulla, 4 x 5 cm

- Kuivapaperi 120 g
- Hyvä imukyky
- Laatikossa mukana pahvinen rasia rullalle
- Valmistuttaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Kpl/rll	Rll/ps	Pss/ltk	Ltk/lava
5500	1000	2	6	40



Avalon

KATKORULLA

8 x 10 cm



- Kuivapaperi 80 g
- Hyvä imukyky
- Laatikossa mukana pahvinen rasia rullalle
- 500 kpl x 2 rll/pss, 6 pss/ltk = 6000 kpl
- Valmistuttaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
5520	8x10	6000	30

Avalon

KATKORULLA



- Kuivapaperi 60 g
- Hyvä imukyky
- 28 x 20 cm
230 arkkia/rll x 2 rll/pss,
4 pss/ltk = 1840 kpl
- 40 x 56 cm
80 arkkia/rll x 1 rll/pss,
8 pss/ltk = 640 kpl
- Valmistuttaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
52820	28x20	1840	16
54056	40x56	640	12

Avalon

TUTKIMUSPÖYTÄKREPPI



- Luonnonvalkoinen kreppi 38 g
- Hyvä lujuus
- Helppo katkaista
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm x m	Kpl/ltk	Ltk/lava
6040	40x200	2	42
6000	50x200	2	42
6020	60x200	2	42

Avalon

TUTKIMUSPÖYTÄKREPPI laminoitu



- Luonnonvalkoinen kreppi 29 g + kirkas laminaatti 11 g = 40 g
- Hyvä lujuus
- Helppo katkaista
- 6050: perforoitu 72 cm välein, 200 arkkia/rulla
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm x m	Kpl/ltk	Ltk/lava
6010	50x200	1	72
6060	60x200	1	72
6050	50x144 perforoitu	1	48

Avalon

VAINAJAN PAITA

- Valkoinen kuitukangas 60 g
- Koko 110 x 190 cm
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuoteno	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
50024	110x190	50	30



Avalon

VAINAJAN PEITE

- Valkoinen kuitukangas 45 g
- Koko 140 x 240 cm
- 10 kpl x 5 pss = 50 kpl
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuoteno	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
50073	140x240	50	15



Avalon

EXITUSSETTI

Sisältö

- 1 lakana 140 x 240 cm
- 1 vainajan paita
- 1 kuitukangasliina 35 x 35 cm
- 2 kuitukangastaitosta 5 x 5 cm
- 2 sideharsorullaa 8 cm x 4 m
- 2 kuitukangasnauhaa
- 3 nimikorttia + nauha
- 1 saniteettivaippa 60 x 60 cm
- Valmistaja Walki Medical Oy



TILAUSTIEDOT

Tuoteno	Settiä/ltk
5490	1 setti 25

Avalon

VUOTEENSUOJA Super

- Reunavuotoja estävät saumat
- Nestettä tasoittava kennomainen rakenne ja kuviointi
- Imukerros on paakkuuntumaton
- Erittäin kestävä
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Imukyky	Kpl/ltk
94060	40x60	700 ml	200 (20 kpl x 10 pss)
96060	60x60	1000 ml	150 (15 kpl x 10 pss)
96090	60x90	1500 ml	150 (15 kpl x 10 pss)
98090	80x90	1950 ml	100 (10 kpl x 10 pss)
Petaussivellä			
980170	80x170	1750 ml (selluosa 80 x 80 cm)	100 (10 kpl x 10 pss)



Vuoteensuojan 5-kerrosta

1. Kuitukangas
2. Sellullosamassa
3. SAP-imeyttäjä
4. Kuitukangas
5. PE-muovi

Avalon Bio

YLEIS- JA SIIVOUSPYYHE

Biohajoava




- 100 % viskoosikuitua 50 g
- Erittäin imukykyinen = ei jätä vesijälkiä
- Nukkaamaton
- Erittäin pehmeä
- Monikäyttöinen
- Ympäristöystävällinen
- Hyvin pakattu
- Viikattu
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenro	Koko, cm	Kpl/pakk	Pakk/lava
2560	25x60	556 (= 5 kg)	25
3040	30x40	695 (= 5 kg)	24
4040	40x40	521 (= 5 kg)	24
4060	40x60	417 (= 5 kg)	30



Avalon Bio-pyyhe
"Helppo työkaveri"



Avalon

Avalon

YLEIS- JA SIIVOUSPYYHE

- Kuitukangas 50 g
- 70 % viskoosi, 30 % PET
- Erittäin imukykyinen
- Nukkaamaton
- Erittäin pehmeä
- Ympäristöystävällinen
- Energiajäte
- Hyvin pakattu, viikattu
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
40402	40x40	625 (= 5 kg)	32
40602	40x60	417 (= 5 kg)	30
45552R	45x55	50 kpl/rll 6 rll/ltk = 300	35

Kuitukangas 45 g

20202	20x20	2778 (= 5 kg)	21
--------------	-------	---------------	----



Avalon

Avalon Mikro

MIKROKUITUPYYHE

Kertakäyttöinen

Yhden siivouksen mikrokuitupyyhe terveydenhuollon ammattikäyttöön

AVALON Mikro kertakäyttöinen mikrokuitupyyhe soveltuu kuivan-, nihkeän- ja kosteapyyhintään kaikille tasopinnoille ja koville pinnoille. Myös eritetahroille.

- Mikrokuitu 50 g
- 90 % mikrokuitu, 10 % PET
- Tehokas
- Imukykyinen = ei jätä vesijälkiä
- Hyvin pakattu, viikattu
- Nukkaamaton
- Erittäin pehmeä
- Monikäyttöinen
- **Ei pesukustannuksia**
- Valmistaja Walki Medical Oy

TILAUSTIEDOT

Tuotenumero	Koko, cm	Kpl/ltk	Ltk/lava
35421	35x40	200x6 = 1200 kpl	30
25603	25x60	667 (= 5 kg)	30
40603	40x60	417 (= 5 kg)	30



Avalon Mikro -pyyhe

"Helppo
työkaveri,
aina
loistotuulella"

Avalon



Walki Medical

Tikinmaankatu 15, 37630 Valkeakoski
Puh. 020 729 0230 • myynti@walkimedical.fi
www.walkimedical.fi